

# Computer software



**CHECKWEIGHER SWD:** utilizzato per raccogliere dati da selezionatrici ponderali durante il controllo dei preconfezionati. L'applicativo può gestire contemporaneamente più bilance permettendo il salvataggio contemporaneo ma in database differenziati. Permette di generare report e di esportare dati in formato testo.

**PIPETTES:** progettato per la determinazione di errori nella misurazione del volume di pipette (dosatori) secondo la norma ISO 8655. Il software supporta la calibrazione di pipette a volume fisso (canale singolo) e a volume variabile (1, 8, 12 canali). Il programma contiene entrambi i database predefiniti sulle pipette Radwag e inoltre permette di definire i propri modelli.

**PW WIN:** il programma permette una cooperazione tra una bilancia e un PC. Le pesate ricevute possono essere mostrate sottoforma di colonna oppure di grafico oppure di statistiche, esportabili in altri software PC (MS Excel).

**FORMULATION:** controllo di dosaggio di ingredienti, editor di ricette, statistiche, database di ingredienti e ricette, ricette con codice unico, infinito numero di ingredienti.

- **Rec-FS:** creazione di ricette di miscela con possibilità di specificare la tolleranza di ogni ingrediente pesandoli uno ad uno seguendo la ricetta.

**RAD-KEY:** ricezione dati da bilancia a computer: può sostituire la virgola con il punto (utile per esportazione in MS Excel), oppure permette la trasmissione del dato peso direttamente a schermo (su qualsiasi programma dove è presente il cursore, es. word), il valore può essere letto come numerico puro o tramutato in formato di testo.

**KTP-NET:** programma progettato per il Controllo Statistico dei Preconfezionati (marchiato E).

**COUNTING PIECES:** la bilancia invia il dato di peso al PC (che viene convertito in numero pezzi); database di prodotti e particolari (es. minuterie).

**POMIAR STANDARD - SNC:** il programma supporta il più semplice formato di invio dati "solo peso" (esempio: 121.5 g). Comunicazione tramite RS 232 fino a 4 bilance, ognuna connessa a porte Com separate. Viene offerto così un modo facile per archiviare record di operatori e prodotti. Il programma riceve le pesate dalla bilancia senza inviare richieste. E' inoltre possibile creare un bilancio finale da cui ricavare report e esportare dati i formato testo.

| Software         | Versione |
|------------------|----------|
| CHECKWEIGHER SWD | Standard |
| PIPETTES         | Standard |
| PW-WIN           | Standard |
| FORMULATION      | REC-FS   |
| RAD-KEY          | Standard |
| COUNTING PIECES  | LS-FS    |
| POMIAR STANDARD  | SNC      |